



ORTHESES THERMOFORMEES SUR MESURE POUR HALLUX VALGUS A PORTER LA NUIT

L'hallux valgus appelé communément "oignon" peut être appareillé à condition d'être réductible, c'est-à-dire que l'on peut réaligner l'orteil manuellement.

L'orthèse thermoformable sur mesure aide à corriger la déformation et limite l'évolution de l'hallux valgus.

Cette orthèse permet de **soulager la douleur articulaire** en ré-axant le gros orteil dans sa position normale permettant ainsi de décontracter les muscles.

Elle permet de soulager l'**inflammation de l'hallux valgus ("rougeur")** après une journée de travail ou de marche intense.

Cette orthèse se porte uniquement la nuit car elle est très rigide et ne peut pas se mettre à l'intérieur d'une chaussure.

REALISATION RAPIDE 20mn ET SANS RV

- Moulage directement sur les pieds du patient pour assurer un bon confort
- Parfaitement adaptées et alignant correctement les premiers orteils
- Permettent de stabiliser la déformation et de rééduquer



Conseils : Privilégier une chaussure souple, éviter les talons haut et les chaussures pointues.

ANDRIEU ORTHOPEDIE

15 Rue du Rempart Saint-Etienne

31000 TOULOUSE

Tél 05 61 12 30 30

www.orthopedie-andrieu-toulouse.fr